

Merkblatt zum Umgang mit dem Langzeit-EKG

Liebe Patienten,

das Langzeit-EKG ist ein hochempfindliches elektrisches Gerät. Es ist stoßempfindlich und nicht wasserdicht. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 3000 Euro. Deshalb bitte ich Sie, folgende Dinge zu beachten:

Bitte legen Sie jeglichen Schmuck um den Hals ab!

Duschen oder baden Sie nicht!

Setzen Sie das Gerät nicht anderweitig der Feuchtigkeit aus (z. B. Regen, Haare waschen)!

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht abknicken!

Ziehen Sie keinen Büstenhalter oder Body an!

Lassen Sie keine Laserbehandlung durchführen!

Entfernen Sie keine Teile des Gerätes (z. B. Kabel), da sonst keine Aufzeichnung und Auswertung möglich ist!

Vermeiden Sie starke Erschütterungen, z. B. durch Anstoßen!

Unterlassen Sie Haus- und Gartenarbeit sowie handwerkliche Arbeiten!

Entfernen Sie das Gerät nicht selbständig, lassen Sie es nur in unserer Arztpraxis entfernen!

Das Gerät ist 7:15 Uhr wieder abzugeben, sei denn es ist anders vereinbart!

Das Merkblatt habe ich gelesen und verstanden.

Datum

Unterschrift des Patienten

Interner Vermerk:

angelegtes Gerät

E 1

E 2

E 3

Speicherkarte

1 2 3 4 5 6

Akku

Startzeit:

Merkblatt zum Umgang mit dem Langzeit-Blutdruck-Messgerät

Liebe Patienten,

das Langzeit-Blutdruck-Messgerät ist ein hochempfindliches elektrisches Gerät. Es ist stoßempfindlich und nicht wasserdicht. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. 2000 Euro. Deshalb bitte ich Sie, folgende Dinge zu beachten:

Bitte legen Sie jeglichen Schmuck um den Hals ab!

Duschen oder baden Sie nicht!

Setzen Sie das Gerät einschließlich Manschette und Schlauch nicht anderweitig der Feuchtigkeit aus (z. B. Regen, Haarewaschen)!

Vermeiden Sie starke Erschütterungen, z. B. durch Anstoßen!

Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht abknickt!

Entfernen Sie nicht den Schlauch vom Messgerät, da sonst keine Aufzeichnung und Auswertung möglich ist!

Öffnen Sie das Batteriefach nicht!

Lassen Sie keine Laserbehandlung durchführen!

Verhalten Sie sich während des Aufpumpens der Manschette und während des Luftablassens möglichst ruhig, damit die Messwerte nicht durch Bewegung verfälscht werden!

Wenn die Manschette länger als 2 Minuten aufgepumpt bleibt, brechen Sie die Messung mit der Taste "Start/Stop" ab! Wenn die Manschette danach immer noch aufgepumpt bleibt, nehmen Sie die Manschette ab!

Das Gerät ist 7:15 Uhr wieder abzugeben, sei denn es ist anders vereinbart!

Das Merkblatt habe ich gelesen und verstanden.

Datum

Interner Vermerk:

Unterschrift des Patienten

angelegtes Gerät

R 1

R 2

Akku